

ORO CLEAN[®] LIQUID

Detergent concentrat cu excelente proprietăți de curățare pentru sistemele de aspirație, scuiptoare și separatoare de amalgam

MOD DE UTILIZARE

După procedurile chirurgicale și înainte de dezinfecție clătiți bine cu apă sistemul de aspirație.

Pentru curățare, preparați 2 litri de soluție de lucru adică adăugați 40 ml în 1960ml apă.

Pentru a măsura corect dozajul, utilizați capacul ca recipient de măsurare.

Aspirați 1,5 litri din soluția de lucru și turnați cei 500 ml rămași în scuiptoare.

Lăsați să acționeze 30 minute.

Clătiți bine cu apă după curățare.

Datorită compușilor speciali din formulă, produsul îndepărtează reziduurile cele mai persistente cum ar fi cele de calcar, sânge și alte depuneri.

Nu face spumă.

Putere foarte mare de curățare.

Compatibilitate: polietilenă, polipropilenă, politetrafluoetilenă, clorură de polivinil, cauciuc siliconat, cauciuc, fontă.

CONCENTRAȚII ȘI TIMP DE ACȚIUNE:

Concentrație standard de utilizare 2% , adică 40 ML. la 1960ml de apă – 30min.

Cuvânt de avertizare:

Atenție

H290 Poate fi corosiv pentru metale. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P332+P313 În caz de iritare a pielii, consultați medicul. P362 Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate disponibilă pe site-ul nostru web.

Soluția este biodegradabilă și nu prezintă un impact negativ asupra mediului

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE.