

ULTRACLEAN-3

Marcaj CE2460

Detergent concentrat pe baza de agenti alcalini pentru curățarea instrumentarului medical și chirurgical, inclusiv a celui dentar. Potrivit, în special, pentru dispozitivele de curatare cu ultrasunete
Domeniul de utilizare: domeniul medical inclusiv cabinetele de medicină dentară

MOD DE UTILIZARE

Pentru protectia dumneavoastra, purtați un halat de laborator, mănuși de menaj și ochelari de protecție.

Pregătiți o baie de soluție apoasă în concentrație de 5% pentru imersia instrumentarului timp de 30 minute în dispozitivul de curățare cu ultrasunete.

Instrumentarul se scoate din soluție, se clătește timp de 10 secunde sub jet de apă potabilă. Verificați vizual instrumentele după procedura de curățare.

Înlocuiți soluția de lucru zilnic sau când este vizibil contaminată.

Pentru a obține concentrația dorită, utilizați capacul gradat astfel: adăugați produsul concentrat în capac până ce ajungeți la prima scală de 10 ml sau la următoarele scale, adică 20 ml, 30 ml, 40 ml.

CONCENTRAȚII ȘI SPECTRU DE ACȚIUNE:

Concentrație standard de utilizare 5% , adica 50 ml la 950 ml de apa – 30 minute.

Din 1 litru soluție concentrată, la concentrația de 5%, se obțin 20 litri soluție de lucru.

Compatibilitate: polietilenă, polipropilenă, polietrafluoretilenă.

Produsul conține inhibitori de coroziune extrem de eficienți ce asigură protecție împotriva ruginirii. Curăță instrumentele fără a fi necesară o spulare anterioară, ceea ce reduce semnificativ riscul producerii infecțiilor și în același timp salvează timp prețios. Soluția gata preparată, diluata corect, a acestui produs poate fi eliminata prin sistemul centralizat de canalizare.

PERICOL H290 Poate fi coroziv pentru metale.H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. P260 Nu inspirați fumul/ceața/vaporii/spray. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/protecție pentru față. P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gură. NU încercati sa vomitati. P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateti imediat toate imbracamintea contaminata. Clătiți pielea cu apă/faceti duș. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacă este cazul si acest lucru se poate face cu usurinta. Continuați sa clătiti. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectand reglementărilor in vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa ce date de securitate disponibilă pe site-ul nostrum

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE!