



ULTRACLEAN-3

Detergent concentrat cu baza alcalina pentru curatarea instrumentarului chirurgical utilizat si in medicina dentara



Scopul Propus



ULTRACLEAN-3 este un detergent concentrat pe baza alcalina pentru curatarea instrumentarului chirurgical si cel utilizat in medicina dentara. Recomandat in special pentru utilizarea intr-un dispozitiv de curatare cu ultrasunete. Concentratul cu baza alcalina faciliteaza îndepărtarea reziduurilor de proteine, sânge, ipsos și ciment.

Domeniu de utilizare



Produsul este destinat utilizarii de catre profesionistii din domeniul sanatatii si al medicinei dentare de catre personal care detine cunostinte specific pentru dezinfectia dispozitivelor medicale. Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienti.

Instructiuni de folosire



Pentru protecția dumneavoastră, purtați un halat de laborator, mănuși pentru menaj și ochelari de protecție. Preparați soluția de lucru conform tabelului de dozare. Scufundati complet instrumentele și respectați timpul de contact. După dezinfectare, clătiți bine instrumentele sub jet de apa potabilă timp de 10 secunde. Verificați vizual instrumentele după dezinfectare pentru a vedea agentii de contaminare. Dacă este necesar, îndepărtați agentii de contaminare cu o perie și repetați procesul de dezinfectare. Înlocuiți soluția de lucru zilnic sau atunci când este vizibil contaminată. Soluția dezinfectantă este de asemenea potrivită pentru utilizarea într-un dispozitiv de curățare cu ultrasunete. Respectați recomandările de reprocesare ale producătorului instrumentarului. O listă de materiale compatibile și incompatibile este disponibilă pe site-ul nostru web. Dacă nu sunteți sigur în ceea ce privește compoziția materialului dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave care apar în legătură cu Dispozitivul Medical ar trebui raportate producătorului sau autorității competente.

Atentionare



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu amestecați cu alte produse.

Manipulare



PERICOL H290 Poate fi coroziv pentru metale. H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. P260 Nu inspirați fumul/ceața/vaporii/spray. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ochelari de protecție/protecție pentru față. P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gură. NU încercați să vomitați. P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceti duș. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementărilor în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa de date de securitate disponibilă pe site-ul nostru.

Depozitare



Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat. Feriți de expunerea directă la soare, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: < 30°C.

Physical Properties



Stare fizica: Lichid limpede, ușor vascos	Valoare pH:14.0
Culoare: Galben deschis	Termen de valabilitate: 60luni(recipient ne-deschis)
Miros: Aromatic	

Compozitie in 100g



100 g contine 16 g hidroxid de potasiu, inhibitori de coroziune, auxiliari si apa.

DosingTable



	 Concentrat	+	 Apa	 Timp
5%	50ml	+	950 ml	30min

Compatibility



Sticla acrilica	Compatible
Acrilonitril butadien stiren	Compatible
Clorura de polivinil clorurat	Compatible
Tereftalat de polibutilena	Compatible
Policarbonat	Compatible
Polietilena	Compatible
Polietilen tereftalat	Compatible
Polifenilsulfona	Compatible
Polifenilenoxid	Compatible
Polipropilena	Compatible
Polistiren	Compatible
Polisulfona	Compatible
Clorura de polivinil	Compatible
Fluorura de poliviniliden	Compatible
Rodiu	Compatible
Silicon	Compatible
Elastomer termoplastic	Compatible
Poliuretan termoplastic	Compatible
Polietilena cu greutate moleculara foarte mare	Compatible



Ambalaj



CH-061050

Flacon 1L

Prodicator, Reprezentatn UE, Importator, Distributor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Elvetia 
+41(0)442264444 •  info@oroclean.com •  www.oroclean.com



OroCleanChemie s.r.o. • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 13000 Praha 3 • Republica Ceha
 info@oroclean.cz •  www.oroclean.cz